

IT

Settembre
2025

LA LINEA DI ORTODONZIA PRODONTO

OrthoGrade PRODONTO

ortodonzia


Ortodonzia tradizionale
Allineatori trasparenti ProAligner
Scanner intraorali

PRODONTO



OrthoGrade

PRODONTO



Ortodonzia tradizionale
Allineatori trasparenti ProAligner
Scanner intraorali



Sommario

	Introduzione	4
	ProAligner. L'ortodonzia invisibile	6
	S6500 Prodonto Edition. Scanner intraorale	12
	Attacchi	18
	Tubi buccali	32
	Bande	45
	Accessori	50
	Archi e Fili	55
	Prodotti Intra ed Extra Orali	72
	Strumenti	81
	Laboratorio	84
	Miscellanea	89

L'ortodonzia by Prodonto.

OrthoGrade
PRODONTO

Siamo lieti di presentare la nuova linea completa di soluzioni per l'ortodonzia marchiata Prodonto, Prodonto OrthoGrade.

Dopo anni di ricerche abbiamo selezionato una ricca gamma di soluzioni per l'ortodonzia tradizionale e la sempre più diffusa "ortodonzia trasparente" basata sugli allineatori Prodonto ProAligner.

Nell'ottica di fornire un approccio digitale nativo a questo mondo abbiamo messo a punto un workflow con utilizza il nuovo scanner intraorale S6500 Prodonto Edition con una suite software di acquisizione e gestione.

Perchè dovresti scegliere OrthoGrade?

Come ogni linea di prodotti Prodonto anche OrthoGrade è frutto di uno studio approfondito sugli aspetti propulsivi che, in questo caso, l'ortodonzia possono garantire alle strutture odontoiatriche. Grazie alla facilità d'uso e all'attenta selezione delle referenze, lavorare con OrthoGrade è semplice sia per l'ortodontista più esperto, che al neofita che sta approcciando un nuovo importante ambito professionale.



Massima qualità produttiva per la massima predicibilità dei risultati.



Made-in-Italy

I dispositivi di ortodonzia tradizionale Prodonto Orthograde sono prodotti in Italia e seguono una filiera rigorosa di basata sul rispetto di standard ISO e CE. Vengono prodotti oltre 5.000 referenze in un comparto altamente efficiente che garantisce una logistica di approvvigionamento rapida ed efficiente.

Sostenibilità

I reparti produttivi e il personale sono parte di un ampio progetto di sostenibilità. Il tema preminente del rispetto ambientale attraverso riduzione, riciclo e riuso si intreccia con la più ampia filosofia della sostenibilità industriale e sociale. L'obiettivo è quello di realizzare dispositivi sempre più aderenti ai valori etici che animano la professione medica.

Qualità

Il prodotto finito è frutto di step produttivi e controlli incrociati di qualità. L'obiettivo è quello di garantire al professionista un risultato predicibile e in linea con i più alti standard del settore. Gli impianti produttivi sono tra i più avanzati del settore e il personale specializzato che li utilizza è coinvolto in un processo di continuo miglioramento.



PROAligner
Il segreto invisibile del tuo sorriso.

**Soluzione completa
per l'ortodonzia
smart.**





Dalla scansione all'allineatore
un workflow smart per professionisti...
smart.



Il workflow per un sorriso perfetto.



Scansione 3D

Scanner Intraorale S6500



Dental Flex

Software di Cattura 3D



MotionViewer Plus


Software di Progettazione Ortodontica



Set ProAligner

L'allineatore Ortodontico Invisibile

Un workflow...Pro.



Un workflow ideale sia per il medico che per il paziente

ProAligner rivoluziona l'ortodonzia invisibile con un sistema che combina tecnologia e design per garantire trattamenti efficaci e discreti. Grazie all'utilizzo di software avanzati e materiali trasparenti di nuova generazione, gli allineatori assicurano comfort e invisibilità durante tutto il trattamento. Il paziente beneficia di un approccio altamente personalizzato, ricevendo un set completo di allineatori in un cofanetto elegante, che include anche un contenitore igienico per mantenere l'igiene e la praticità quotidiana. Questa soluzione intelligente semplifica la gestione dei trattamenti, offrendo al paziente un'esperienza impeccabile e su misura.

PROAligner

Il segreto invisibile del tuo sorriso.

**La soluzione Prodonto
per l'ortodonzia invisibile.
Facile, sicura, immediata
e alla portata di tutti.**



Il segreto invisibile del tuo sorriso. Con ProAligner sorridere sarà più facile.

ProAligner offre un approccio trasparente e personalizzato per migliorare il sorriso. Attraverso un percorso guidato, è possibile identificare il tipo di malocclusione e sviluppare allineatori su misura. Il dentista o l'ortodontista definirà il piano terapeutico più adatto, supportato da una tecnologia di scansione tridimensionale all'avanguardia, che garantisce un'informazione dettagliata e precisa, condivisa con i nostri esperti per risultati impeccabili.



Vaschetta ad ultrasuoni e
detergente specifico.

VASCHETTA

HUAH0011

DERERGENTE

PROCV0007P

Facile come un click.



Allineiamoci!!!

Scopri tutti i vantaggi del sistema Prodonto ProAligner



S-Flex la tecnologia che fa la differenza

I nostri allineatori sono realizzati con S-Flex, una struttura a doppio strato composta da materiali ad alte prestazioni: uno strato interno e uno esterno che lavorano in sinergia per offrire resistenza e comfort superiori

Predicibilità del risultato
Diagnosi e sviluppo del trattamento con sistemi 3D all'avanguardia

Il sistema ProAligner è pensato per garantire i migliori risultati terapeutici ed estetici. Per fare ciò adotta soluzioni, tecnologie e materiali che consentono la massima predicibilità nello spostamento dei denti.

La soluzione intelligente per l'ortodonzia invisibile.

Prodonto ProAligner consente al medico di gestire in sicurezza pazienti che necessitano manufatti ortodontici efficaci ed invisibili. Il paziente riceve il proprio set ortodontico in un pregiato cofanetto che contiene gli allineatori necessari a trattare il suo caso e un pratico contenitore igienico.

Veloce e affidabile.

Massima qualità e massima professionalità partendo dalla scansione.

Lo scanner S6500 Prodonto Edition è lo scanner che viene proposto come completamento ideale del workflow ProAligner. Basato su architettura aperta permette di dialogare con qualsiasi altro sistema nello studio e nel laboratorio. È dotato di una propria suite software che comprende sia il software di acquisizione che Model Builder (per la generazione di modelli) e OrthoSimulator. È perfettamente compatibile con qualsiasi software di modellazione.

Ai

Intelligenza Artificiale per la diagnosi della salute orale

Oral Diagnosis è la funzione basata su intelligenza artificiale che permette di formulare automaticamente un'analisi completa della salute orale immediatamente alla fine della scansione.

S6500 Prodonto Edition.

Facile come un click.



g-motion



Sistema di puntamento
giroscopico integrato

GMotion è il sistema che permette di guidare lo scanner senza toccare il PC consentendo al professionista di restare concentrato sulla scansione evitando il rischio di cross-infection.

240g



Leggero e maneggevole
con design ergonomico

Con soli 240g di peso S6500 è tra gli scanner più leggeri e consente di effettuare la scansione in modo semplice anche in posizioni settori da raggiungere.

30"



Elevata velocità di scansione
30" arcata completa

Grazie all'elevata velocità di acquisizione aumenta il comfort del paziente e si riduce il rischio di dover rieseguire la scansione.

PROAligner

Il segreto invisibile del tuo sorriso.

Sistema anti appannamento

con sistema di
 preriscaldamento integrato

FOV 16x13mm


con acquisizione ad
alta velocità fino a
20 fps

Doppio puntale autoclavabile

Puntali intercambiabili per
pazienti adulti o pediatrici

Pulsante di comando

per controllare tutte
le funzioni durante
l'acquisizione



Sistema aperto

Basato su standard aperti
per il massimo della possibilità
di interfacciamento

Massima versatilità




Ideale per le applicazioni in
ortodonzia e protesistica



S6500 Prodonto Edition.

Software di scansione

Funzioni intuitive per eseguire scansioni rapidamente e di alta qualità



Maggiore precisione per varie indicazioni

Gli algoritmi avanzati riducono significativamente gli errori di scansione, ottenendo risultati più precisi.

Smart Filter basata su A.I. per la semplificazione automatica dell'acquisizione



Grazie all'intelligenza artificiale non avrete bisogno di correggere manualmente le scansioni perché il software le pulirà per voi.

Reliability Monitor in tempo reale

Monitor affidabilità dati che rileva la qualità dei dati in tempo reale durante la scansione per risultati più precisi.

OrthoSimulator

Grazie al simulatore potrai mostrare ai tuoi pazienti il risultato del trattamento in tempo reale.



Il software consente di simulare rapidamente gli effetti del trattamento ortodontico aiutando i pazienti a visualizzare il vantaggio del trattamento.

Uno strumento di comunicazione straordinario tra medico e pazienti.



Info on-line


Scopri di più su
MotionViewer Plus



Il miglior software sul mercato per gestire i tuoi progetti clinici e condividerli con i tuoi pazienti.

Il movimento di ogni dente può essere completamente controllato in autonomia attraverso i comandi 3D. Integrazione con CBCT e analisi cefalometrica disponibile su richiesta. Per regolare il risultato finale è sufficiente scegliere l'ampiezza del movimento e il grado di rotazione. Una volta selezionato il dente dal modello, sarà possibile utilizzare lo strumento di spostamento desiderato.

MotionViewer Plus.



4 semplici passaggi
per regolare il risultato finale

01

Seleziona il dente che vuoi muovere attraverso semplici controlli 3D.

02

Seleziona il movimento desiderato in maniera precisa grazie ad incrementi sub-millimetrici.

03

Modifica se vuoi tipologia e dimensione dell'attachment adattandolo ad ogni singolo dente.

04

Invia i dati e attendi 48 ore per ricevere il tuo progetto clinico dai nostri ortodontisti.

Controlli 3D

Il movimento di ogni dente può essere completamente gestito attraverso i controlli 3D.



► Possibilità di scelta tra innumerevoli *attachment*



► Ogni *attachment* può essere dimensionato e spostato sui tre assi X (rosso), Y (verde) e Z (blu).

LA LINEA DI ORTODONZIA PRODONTO

OrthoGrade
PRODONTO

ortodonzia

Attacchi.

PRODONTO

Attacchi

Gli attacchi sono realizzati con la tecnologia PIM, Powder Injection Molding, per ottenere superfici lisce, alette arrotondate per un maggior confort del paziente, elevata precisione degli slot, angoli smussati e minor frizione dell'arco.

Gli attacchi in metallo sono in acciaio 17-4, mentre quelli in ceramica sono in Al₂O₃ e zaffiro.

La SIA non sottintende alcuna implicita approvazione da parte di alcun medico specialista o scuole menzionate.

LA RITENZIONE


Gli attacchi in metallo hanno una basetta anatomica progettata con una forma specifica per ciascun dente ed una doppia curvatura per aderire perfettamente.

Nelle serie con basetta mesh, la ritenzione è assicurata da una retina da 80 mesh.

La forza minima per garantire un'adesione clinicamente accettabile deve essere >10 MPa ; i test elaborati da laboratori indipendenti (secondo normativa ISO 11405) sui nostri attacchi, hanno riportato una media >15.5 MPa.

La saldatura laser della basetta al bracket garantisce una solidità dell'attacco senza l'aggiunta di materiale di saldatura.

Bondable
Base




Shear Bond
Strength test



TIPO DI ATTACCO	FORZA (MPa)	SFORZO (%)
Roth Mesh Base	15,74	29,95

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE PER COLORE



Confezionamento Packaging

Gli attacchi sono disponibili in set da 20 pezzi.

I ricambi sono disponibili:

- in bustine da 10 pezzi per tipo per gli attacchi in metallo;
- in bustine da 1 pezzo per gli attacchi autoleganti e in ceramica.




Attacchi ZIP

Confezione da 1 pz.

ZIP è un bracket autolegante interattivo con una clip in Nickel Titanio, la cui elasticità è in grado di rilasciare una forza costante ed omogenea per assicurare un miglior controllo del movimento dei denti.

Nelle fasi iniziali di livellamento ed allineamento, ZIP ha un funzionamento di tipo passivo per migliorare le meccaniche di scivolamento; ha un funzionamento attivo nelle fasi successive del trattamento, permettendo un più accurato controllo del torque e delle rotazioni.

ZIP lavora in fase passiva fino ad archi 0,020"x 0,020" (0,018"x 0,018" per lo slot 0,018") ed in fase attiva a partire da archi 0,016"x 0,022".



ROTH	M/T	TOOTH	TORQUE	TIP	COD. SLOT 0.018	COD. SLOT 0.022	QUADRANT
	3,8mm	Central	+12°	+5°	PROSEXSLB301311DW PROSEXSLB301321DW	PROSEXSLB301311VW PROSEXSLB301321VW	UR UL
	2,95mm	Lateral	+8°	+9°	PROSEXSLB301312DW PROSEXSLB301322DW	PROSEXSLB301312VW PROSEXSLB301322VW	UR UL
	3,8mm	Cuspid - Hook	-2°	+11°	PROSEXSLB301313DH PROSEXSLB301323DH	PROSEXSLB301313VH PROSEXSLB301323VH	UR UL
	3,15mm	Bicuspid - Hook	-7°	0°	PROSEXSLB301314DH PROSEXSLB301324DH	PROSEXSLB301314VH PROSEXSLB301324VH	UR UL
	3,15mm	Bicuspid - No Hook	-7°	0°	PROSEXSLB301314DW PROSEXSLB301324DW	PROSEXSLB301314VW PROSEXSLB301324VW	UR UL
	2,4mm	Anterior	-1°	0°	PROSEXSLB301331DW	PROSEXSLB301331VW	LR/LL
	3,2mm	Cuspid - Hook	-11°	+7°	PROSEXSLB301343DH PROSEXSLB301333DH	PROSEXSLB301343VH PROSEXSLB301333VH	LR LL
	3,15mm	Ist Bicuspid - Hook	-17°	0°	PROSEXSLB301344DH PROSEXSLB301334DH	PROSEXSLB301344VH PROSEXSLB301334VH	LR LL
	3,15mm	Ist Bicuspid - No Hook	-17°	0°	PROSEXSLB301344DW PROSEXSLB301334DW	PROSEXSLB301344VW PROSEXSLB301334VW	LR LL
	3,15mm	IIInd Bicuspid - Hook	-22°	0°	PROSEXSLB301345DH PROSEXSLB301335DH	PROSEXSLB301345VH PROSEXSLB301335VH	LR LL
	3,15mm	IIInd Bicuspid - No Hook	-22°	0°	PROSEXSLB301345DW PROSEXSLB301335DW	PROSEXSLB301345VW PROSEXSLB301335VW	LR LL
	SET (20 pcs)						
	Hook 3/4/5*					PROSEXSLB3013CCVH	
	Hook 3					PROSEXSLB3013CCVH3	

MBT	M/T	TOOTH	TORQUE	TIP	COD. SLOT 0.022	QUADRANT
	3,8mm	Central	+17°	+4°	PROSEXSLB301611VW PROSEXSLB301621VW	UR UL
	2,95mm	Lateral	+10°	+8°	PROSEXSLB301612VW PROSEXSLB301622VW	UR UL
	3,8mm	Cuspid - Hook	-7°	+8°	PROSEXSLB301613VH PROSEXSLB301623VH	UR UL
	3,15mm	Bicuspid - Hook	-7°	0°	PROSEXSLB301614VH PROSEXSLB301624VH	UR UL
	3,15mm	Bicuspid - No Hook	-7°	0°	PROSEXSLB301614VW PROSEXSLB301624VW	UR UL
	2,4mm	Anterior	-6°	0°	PROSEXSLB301631VW	LR/LL
	3,2mm	Cuspid - Hook	-6°	+3°	PROSEXSLB301643VH PROSEXSLB301633VH	LR LL
	3,15mm	Ist Bicuspid - Hook	-12°	+2°	PROSEXSLB301644VH PROSEXSLB301634VH	LR LL
	3,15mm	Ist Bicuspid - No Hook	-12°	+2°	PROSEXSLB301644VW PROSEXSLB301634VW	LR LL
	3,15mm	IIInd Bicuspid - Hook	-17°	+2°	PROSEXSLB301645VH PROSEXSLB301635VH	LR LL
	3,15mm	IIInd Bicuspid - No Hook	-17°	+2°	PROSEXSLB301645VW PROSEXSLB301635VW	LR LL
	SET (20 pcs)					
	Hook 3/4/5				PROSEXSLB3016CCVH	
	Hook 3				PROSEXSLB3016CCVH3	


MICROFIT

Confezione da 1 pz.

Microfit è una linea di attacchi in un unico pezzo, interamente realizzata con la tecnologia MIM.

La ritenzione di tipo meccanico è garantita da una basetta anatomica microsabbiata con numerosi micro rilievi.

Disponibile nelle prescrizioni Roth e MBT con slot 0.018" e 0.022".
La forma romboidale, il torque nella base e le dimensioni contenute sono alcune tra le principali caratteristiche di questa linea di attacchi.



ROTH	M/T	TOOTH	TORQUE	TIP	COD. SLOT 0.018	COD. SLOT 0.022	QUADRANT
	3,8 mm	Central	+12°	+5°	PROEXB301711DW PROEXB301721DW	PROEXB301711VW PROEXB301721VW	UR UL
	2,95 mm	Lateral	+8°	+9°	PROEXB301712DW PROEXB301722DW	PROEXB301712VW PROEXB301722VW	UR UL
	3,8 mm	Cuspid - Hook	-2°	+9°	PROEXB301713DH PROEXB301723DH	PROEXB301713VH PROEXB301723VH	UR UL
	3,15 mm	Bicuspid - Hook	-7°	0°	PROEXB301714DH PROEXB301724DH	PROEXB301714VH PROEXB301724VH	UR UL
	3,15 mm	Bicuspid - No Hook	-7°	0°	PROEXB301714DW PROEXB301724DW	PROEXB301714VW PROEXB301724VW	UR UL
	2,4 mm	Anterior	0°	0°	PROEXB301731DW	PROEXB301731VW	LR/LL
	3,2 mm	Cuspid - Hook	-11°	+7°	PROEXB301743DH PROEXB301733DH	PROEXB301743VH PROEXB301733VH	LR LL
	3,2 mm	Cuspid - No Hook	-11°	+7°	PROEXB301743DW PROEXB301733DW	PROEXB301743VW PROEXB301733VW	LR LL
	3,15 mm	1st Bicuspid - Hook	-17°	0°	PROEXB301744DH PROEXB301734DH	PROEXB301744VH PROEXB301734VH	LR LL
	3,15 mm	1st Bicuspid - No Hook	-17°	0°	PROEXB301744DW PROEXB301734DW	PROEXB301744VW PROEXB301734VW	LR LL
	3,15 mm	2st Bicuspid - Hook	-22°	0°	PROEXB301745DH PROEXB301735DH	PROEXB301745VH PROEXB301735VH	LR LL
	3,15 mm	2st Bicuspid - No Hook	-22°	0°	PROEXB301745DW PROEXB301735DW	PROEXB301745VW PROEXB301735VW	LR LL
	SET (20 pcs)						
	Hook 3/4/5				PROEXB3017CCDH	PROEXB3017CCVH	
	Hook 3				PROEXB3017CCDH3	PROEXB3017CCVH3	
	No hook				PROEXB3017CCDW	PROEXB3017CCVW	

MBT	M/T	TOOTH	TORQUE	TIP	COD. SLOT 0.018	COD. SLOT 0.022	QUADRANT
	3,8 mm	Central	+17°	+4°	PROEXB300511DW PROEXB300521DW	PROEXB300511VW PROEXB300521VW	UR UL
	2,95 mm	Lateral	+10°	+8°	PROEXB300512DW PROEXB300522DW	PROEXB300512VW PROEXB300522VW	UR UL
	3,8 mm	Cuspid - Hook	-7°	+8°	PROEXB300513DH PROEXB300523DH	PROEXB300513VH PROEXB300523VH	UR UL
	3,15 mm	Bicuspid - Hook	-7°	0°	PROEXB300514DH PROEXB300524DH	PROEXB300514VH PROEXB300524VH	UR UL
	3,15 mm	Bicuspid - No Hook	-7°	0°	PROEXB300514DW PROEXB300524DW	PROEXB300514VW PROEXB300524VW	UR UL
	2,4 mm	Anterior	-6°	0°	PROEXB300531DW	PROEXB300531VW	LR/LL
	3,2 mm	Cuspid - Hook	-6°	+3°	PROEXB300543DH PROEXB300533DH	PROEXB300543VH PROEXB300533VH	LR LL
	3,2 mm	Cuspid - No Hook	-6°	+3°	PROEXB300543DW PROEXB300533DW	PROEXB300543VW PROEXB300533VW	LR LL
	3,15 mm	I st Bicuspid - Hook	-12°	+2°	PROEXB300544DH PROEXB300534DH	PROEXB300544VH PROEXB300534VH	LR LL
	3,15 mm	I st Bicuspid - No Hook	-12°	+2°	PROEXB300544DW PROEXB300534DW	PROEXB300544VW PROEXB300534VW	LR LL
	3,15 mm	II nd Bicuspid - Hook	-17°	+2°	PROEXB300545DH PROEXB300535DH	PROEXB300545VH PROEXB300535VH	LR LL
	3,15 mm	II nd Bicuspid - No Hook	-17°	+2°	PROEXB300545DW	PROEXB300545VW PROEXB300535VW	LR LL
	SET (20 pcs)						
	Hook 3/4/5					PROEXB3005CCVH	
	Hook 3					PROEXB3005CCVH3	
	No hook					PROEXB3005CCVW	

SUPERTECH

Confezione da 10 pz.


PRODONTO
Signature

SUPERTECH è la linea di bracket progettata per chi ha l'esigenza di un prodotto di elevata precisione e qualità.

Supertech è frutto della combinazione di due tecnologie di produzione:

- MIM per una migliore resistenza, qualità e finitura del bracket;
- Sistemi di fresatura a controllo numerico (CNC) per lo slot, per una maggiore precisione e miglior controllo dei movimenti dentari.

La ritenzione è assicurata da una basetta con retina ritentiva da 80 gauge, saldata laser.



ROTH	M/T	TOOTH	TOR- QUE	TIP	COD. SLOT 0.018	COD. SLOT 0.022	QUADRANT
	3,8mm	Central	+12°	+5°	PROEXB301311DW PROEXB301321DW	PROEXB301311VW PROEXB301321VW	UR/UL
	2,95mm	Lateral	+8°	+9°	PROEXB301312DW PROEXB301322DW	PROEXB301312VW PROEXB301322VW	UR/UL
	3,8mm	Cuspid - Hook	-2°	+13°	PROEXB301313DH PROEXB301323DH	PROEXB301313VH PROEXB301323VH	UR/UL
	3,15mm	Bicuspid - Hook	-7°	0°	PROEXB301314DH PROEXB301324DH	PROEXB301314VH PROEXB301324VH	UR/UL
	3,15mm	Bicuspid - No Hook	-7°	0°	PROEXB301314DW PROEXB301324DW	PROEXB301314VW PROEXB301324VW	UR/UL
	2,4mm	Anterior	-1°	0°	PROEXB301331DW	PROEXB301331VW	LR/LL
	3,2mm	Cuspid - Hook	-11°	+7°	PROEXB301343DH PROEXB301333DH	PROEXB301343VH PROEXB301333VH	LR/LL
	3,2mm	Cuspid - No Hook	-11°	+7°	PROEXB301343DW PROEXB301333DW	PROEXB301343VW PROEXB301333VW	LR/LL
	3,15mm	Ist Bicuspid - Hook	-17°	0°	PROEXB301344DH PROEXB301334DH	PROEXB301344VH PROEXB301334VH	LR/L
	3,15mm	Ist Bicuspid - No Hook	-17°	0°	PROEXB301344DW PROEXB301334DW	PROEXB301344VW PROEXB301334VW	LR/LL
	3,15mm	IInd Bicuspid - Hook	-22°	0°	PROEXB301345DH PROEXB301335DH	PROEXB301345VH PROEXB301335VH	LR/LL
	3,15mm	IInd Bicuspid - No Hook	-22°	0°	PROEXB301345DW PROEXB301335DW	PROEXB301345VW PROEXB301335VW	LR/LL
	SET (20 pcs)						
	Hook 3/4/5				PROEXB3013CCDH	PROEXB3013CCVH	
	Hook 3				PROEXB3013CCDH3	PROEXB3013CCVH3	
	No hook				PROEXB3013CCDW	PROEXB3013CCVW	

MBT	M/T	TOOTH	TORQUE	TIP	COD. SLOT 0.018	COD. SLOT 0.022	QUADRANT
	3,8mm	Central	+17°	+4°	PROEXB301211DW PROEXB301221DW	PROEXB301211VW PROEXB301221VW	UR/UL
	2,95mm	Lateral	+10°	+8°	PROEXB301212DW PROEXB301222DW	PROEXB301212VW PROEXB301222VW	UR/UL
	3,8mm	Cuspid - Hook	-7°	+8°	PROEXB301213DH PROEXB301223DH	PROEXB301213VH PROEXB301223VH	UR/UL
	3,15mm	Bicuspid - Hook	-7°	0°	PROEXB301214DH PROEXB301224DH	PROEXB301214VH PROEXB301224VH	UR/UL
	3,15mm	Bicuspid - No Hook	-7°	0°	PROEXB301214DW PROEXB301224DW	PROEXB301214VW PROEXB301224VW	UR/UL
	2,4mm	Anterior	-6°	0°	PROEXB301231DW	PROEXB301231VW	LR/LL
	3,2mm	Cuspid - Hook	-6	+3°	PROEXB301243DH PROEXB301233DH	PROEXB301243VH PROEXB301233VH	LR/LL
	3,2mm	Cuspid - No Hook	-6	+3°	PROEXB301243DW PROEXB301233DW	PROEXB301243VW PROEXB301233VW	LR/LL
	3,15mm	Ist Bicuspid - Hook	-12	+2°	PROEXB301244DH PROEXB301234DH	PROEXB301244VH PROEXB301234VH	LR/LL
	3,15mm	Ist Bicuspid - No Hook	-12	+2°	PROEXB301244DW PROEXB301234DW	PROEXB301244VW PROEXB301234VW	LR/LL
	3,15mm	IInd Bicuspid - Hook	-17°	+2°	PROEXB301245DH PROEXB301235DH	PROEXB301245VH PROEXB301235VH	LR/LL
	3,15mm	IInd Bicuspid - No Hook	-17°	+2°	PROEXB301245DW PROEXB301235DW	PROEXB301245VW PROEXB301235VW	LR/LL
	SET (20 pcs)						
	Hook 3/4/5				PROEXB3012CCDH	PROEXB3012CCVH	
	Hook 3				PROEXB3012CCDH3	PROEXB3012CCVH3	
	No hook				PROEXB3012CCDW	PROEXB3012CCVW	

POLAR

Confezione da 1 pz.

PRODONTO
Signature

POLAR è una linea di attacchi realizzati in zaffiro, ceramica monocristallina trasparente, che assicura un'elevata resistenza alla decolorazione.

La forma degli attacchi è disegnata in modo da garantire un profilo basso


Le alette arrotondate hanno un minore ingombro ed assicurano un maggior comfort per il paziente. La forma smussata dello slot, rende più agevole e rapido il posizionamento dell'arco.

Le alette arrotondate hanno un ingombro minore per le legature assicurando così maggior comfort per il paziente.

La forma degli attacchi è disegnata in modo da garantire un profilo basso.

La forma smussata dello slot, rende più agevole e rapido il posizionamento dell'arco.

Gancio a palla integrato



EDGEWISE	M/T	TOOTH	TORQUE	TIP	COD. SLOT 0.018	COD. SLOT 0.022	QUADRANT
	3,2mm	Central	0°	0°	PROSEXB500011DW	PROSEXB500011VW	UR/UL
	3,0mm	Lateral	0°	0°	PROSEXB500012DW	PROSEXB500012VW	UR/UL
	3,1mm	Cuspid	0°	0°	PROSEXB500013DW	PROSEXB500013VW	Univ.
	3,1mm	Bicuspid	0°	0°	PROSEXB500014DW	PROSEXB500014VW	Univ.
	2,9mm	Anterior	0°	0°	PROSEXB500031DW	PROSEXB500031VW	LR/LL
	SET (20 pcs)						
	No Hook					PROSEXB5000CCVW	

ROTH	M/T	TOOTH	TOR- QUE	TIP	ROT	COD. SLOT 0.018	COD. SLOT 0.022	QUADRANT
	3,2mm	Central	+11°	+4°	0	PROSEXB501111DW PROSEXB501121DW	PROSEXB501111VW PROSEXB501121VW	UR UL
	2,9mm	Lateral	+8°	+9°	0	PROSEXB501112DW PROSEXB501122DW	PROSEXB501112VW PROSEXB501122VW	UR UL
	3,4mm	Cuspid - Hook	-2°	+8°	2°M	PROSEXB501113DH PROSEXB501123DH	PROSEXB501113VH PROSEXB501123VH	UR UL
	3,4mm	Bicuspid - Hook	-7°	0°	2°D	PROSEXB501114DH PROSEXB501124DH	PROSEXB501114VH PROSEXB501124VH	UR UL
	2,9mm	Anterior	0°	0°	0°	PROSEXB501131DW	PROSEXB501131VW	LR/LL
	3,4mm	Cuspid - Hook	-11°	+7°	2°M	PROSEXB501143DH PROSEXB501133DH	PROSEXB501143VH PROSEXB501133VH	LR LL
	3,4mm	Ist Bicuspid - Hook	-17°	+3°	0	PROSEXB501144DH PROSEXB501134DH	PROSEXB501144VH PROSEXB501134VH	LR LL
	3,4mm	IInd Bicuspid - Hook	-21°	+6°	0	PROSEXB501145DH PROSEXB501135DH	PROSEXB501145VH PROSEXB501135VH	LR LL
	SET (20 pcs)							
	Hook 3/4/5						PROSEXB5011CCVH	

MBT	M/T	TOOTH	TORQUE	TIP	 COD. SLOT 0.018	 COD. SLOT 0.022	QUADRANT
	3,5mm	Central	+18°	+4°	PROSEXB501611DW PROSEXB501621DW	PROSEXB501611VW PROSEXB501621VW	UR UL
	3mm	Lateral	+11°	+8°	PROSEXB501612DW PROSEXB501622DW	PROSEXB501612VW PROSEXB501622VW	UR UL
	3mm	Cuspid - Hook	-8°	+8°	PROSEXB501613DH PROSEXB501623DH	PROSEXB501613VH PROSEXB501623VH	UR UL
	3mm	Bicuspid - Hook	-8°	0°	PROSEXB501614DH PROSEXB501624DH	PROSEXB501614VH PROSEXB501624VH	UR UL
	2,5mm	Anterior	-6°	0°	PROSEXB501631DW	PROSEXB501631VW	LR/LL
	3mm	Cuspid - Hook	-6°	+4°	PROSEXB501643DH PROSEXB501633DH	PROSEXB501643VH PROSEXB501633VH	LR LL
	3mm	Ist Bicuspid - Hook	-13°	+2°	PROSEXB501644DH PROSEXB501634DH	PROSEXB501644VH PROSEXB501634VH	LR LL
	3mm	IIInd Bicuspid - Hook	-18°	+2°	PROSEXB501645DH PROSEXB501635DH	PROSEXB501645VH PROSEXB501635VH	LR LL
	SET (20 pcs)						
	Hook 3/4/5					PROSEXB5016CCVH	

CRYSTAL

Confezione da 1 pz.

Crystal è una linea di attacchi in ceramica con un elevato grado di traslucenza per garantire un'ottima resa estetica per il paziente.


- Il bracket è realizzato in allumina policristallina, con un procedimento produttivo di sinterizzazione ad alta temperatura (1800°C) che assicura una elevata densità per evitare decolorazioni durante l'utilizzo in bocca e rischi di frattura.
- La base ritentiva è realizzata con ampi sottosquadra per garantire la tenuta e ridurre i rischi di debonding.
- La forma particolarmente arrotondata delle alette assicura un elevato confort senza compromettere la tenuta delle legature.

Codice di identificazione del quadrante per colore.

Ritenzione meccanica realizzata con generosi sottosquadra per un'adesione sicura, senza compromettere rapidità e sicurezza nel debonding

Pura ceramica policristallina per una migliore resa estetica ed un'ottima traslucenza.

Profilo basso e angoli smussati per un maggiore comfort.



EDGEWISE	M/T	TOOTH	TORQUE	TIP	COD. SLOT 0.022	QUADRANT
	3,4 mm	Cuspid	0°	0°	PROEXB500213VW	UR/UL
	3,8 mm	Central	0°	0°	PROEXB500211VW	UR/UL
	3,0 mm	Anterior	0°	0°	PROEXB500231VW	LR/LL
	3,5 mm	Lateral	0°	0°	PROEXB500212VW	UR/UL
	3,4 mm	Biscupid	0°	0°	PROEXB500214VW	UNIV
	SET (20 pcs)					
	No Hook				PROEXB5002CCVW	

ROTH	M/T	TOOTH	TORQUE	TIP	COD. SLOT 0.018	COD. SLOT 0.022	QUADRANT
	3,8 mm	Central	+12°	+5°	PROEXB501311DW PROEXB501321DW	PROEXB501311VW PROEXB501321VW	UR UL
	3,4 mm	Lateral	+8°	+9°	PROEXB501312DW PROEXB501322DW	PROEXB501312VW PROEXB501322VW	UR UL
	3,4 mm	Cuspid - Hook	0°	+11°	PROEXB501313DH PROEXB501323DH	PROEXB501313VH PROEXB501323VH	UR UL
	3,4 mm	Bicuspid - Hook	-7°	0°	PROEXB501324DH PROEXB501314DH	PROEXB501314VH PROEXB501324VH	UR UL
	3,0 mm	Anterior	-1°	0°	PROEXB501331DW	PROEXB501331VW	LR/LL
	3,5 mm	Cuspid - Hook	-11°	+5°	PROEXB501343DH PROEXB501333DH	PROEXB501343VH PROEXB501333VH	LR LL
	3,5 mm	1st Bicuspid - Hook	-17°	+0°	PROEXB501344DH PROEXB501334DH	PROEXB501344VH PROEXB501334VH	LR LL
	3,5 mm	2st Bicuspid - Hook	-22°	0°	PROEXB501345DH PROEXB501335DH	PROEXB501345VH PROEXB501335VH	LR LL
	SET (20 pcs)						
	Hook 3/4/5					PROEXB5013CCVH	
	Hook 3					PROEXB5013CCVH3	

MBT	M/T	TOOTH	TORQUE	TIP	COD. SLOT 0.022	QUADRANT
	3,1 mm	1st Bicuspid - Hook	-12°	0°	PROEXB501844VH PROEXB501834VH	LR LL
	3,1 mm	2st Bicuspid - Hook	-17°	0°	PROEXB501835VH PROEXB501845VH	LR LL
	3,3 mm	Cuspid - Hook	-6°	+3°	PROEXB501833VH PROEXB501843VH	LR LL
	3,3 mm	Cuspid Hook	-7°	+8°	PROEXB501823VH PROEXB501813VH	UR/UL
	3,6 mm	Central	+17°	+4°	PROEXB501821VW PROEXB501811VW	UR UL
	2,9 mm	Anterior	-6°	0°	PROEXB501831VW	LR LL
	3,3 mm	Lateral	+10°	+8°	PROEXB501822VW PROEXB501812VW	UR UL
	3,3 mm	Bicuspid - Hook	-7°	0°	PROEXB501824VH PROEXB501814VH	UR UL
	SET (20 pcs)					
	Hook 3/4/5				PROEXB5018CCVH	
	Hook 3				PROEXB5018CCVH3	

LA LINEA DI ORTODONZIA PRODONTO

OrthoGrade
PRODONTO

ortodonzia

Tubi buccali.

PRODONTO

Tubi buccali

Prodonto offre un'ampia scelta di tubi realizzati con la tecnologia MIM, in acciaio inox 17-4.

Ogni prodotto consente un corretto controllo dei movimenti dentari, semplicità di utilizzo e confort per il paziente.

La nuova forma del gancio integrato, assicura una maggiore resistenza e facilità nell'ingaggio degli elastici, mentre l'ampio invito dello slot agevola l'inserimento dell'arco, anche quando posizionato sul secondo molare.

TUBI DA PUNTARE.

Sono realizzati con le flange per la saldatura integrate nel corpo del tubo, per una maggiore resistenza; alle estremità, inoltre, sono stati realizzati degli inviti per facilitare l'individuazione del punto di saldatura.


La diminuzione dello spessore in queste aree, rende più solida la saldatura in quanto avvicina lo spessore della flangia a quello della banda, migliorando la trasmissione di corrente nel processo di saldatura.

TUBI DIRETTI.

Sono dotati di una base larga, con retina da 80 maglie, per aumentare la base di adesione e migliorare la forza ritentiva. La basetta ha un indente per facilitare il corretto posizionamento tra le cuspidi e aumentare l'adesione del tubo alla superficie del dente.

Le basette dei tubi per il II° molare sono provvisti di una basetta, sono di dimensioni ridotte per agevolare il posizionamento quando lo spazio disponibile è contenuto.

Mesh Base.





ZIP.

Zip T6 e T7 sono tubi self-ligating diretti, per I° e II° molare, che combinano i vantaggi dei tubi convertibili con le meccaniche di scivolamento dei non convertibili.

La realizzazione della clip in Nickel-Titanio assicura il trasferimento di forze costanti sull'arco.

Inoltre, la memoria di forma del Nickel-Titanio previene rotture accidentali. Facili da usare, Zip T6 e T7 trovano applicazione sia con bracket self-ligating che convenzionali.

ZIP T6.

1° MOLARE



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	◆ COD. SLOT 0.018	◆ COD. SLOT 0.022	PRESCR.
3,6mm	-10°	+8°	UR	PROSEXSLB301116DH	PROSEXSLB301116VH	ROTH
			UL	PROSEXSLB301126DH	PROSEXSLB301126VH	ROTH
3,6mm	-25°	+5°	LR	PROSEXSLB301146DH	PROSEXSLB301146VH	ROTH
			LL	PROSEXSLB301136DH	PROSEXSLB301136VH	ROTH
3,6mm	-14°	+10°	UR		PROSEXSLB301616VH	MBT
			UL		PROSEXSLB301626VH	MBT
3,6mm	-20°	0°	LR		PROSEXSLB301646VH	MBT
			LL		PROSEXSLB301636VH	MBT

ZIP T7.

2° MOLARE




M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	◆ COD. SLOT 0.018	◆ COD. SLOT 0.022	PRESCR.
3mm	-10°	0°	UR	PROSEXSLB301117DH	PROSEXSLB301117VH	ROTH
			UL	PROSEXSLB301127DH	PROSEXSLB301127VH	ROTH
3mm	-25°	0°	LR	PROSEXSLB301147DH	PROSEXSLB301147VH	ROTH
			LL	PROSEXSLB301137DH	PROSEXSLB301137VH	ROTH
3mm	-14°	0°	UR		PROSEXSLB301617VH	MBT
			UL		PROSEXSLB301627VH	MBT
3mm	-10°	0°	LR		PROSEXSLB301647VH	MBT
			LL		PROSEXSLB301637VH	MBT

Tubi diretti

Tubi da saldare



SINGOLO NON CONVERTIBILE



ATTACCO GEMELLARE



ATTACCO GEMELLARE CONVERTIBILE



SINGOLO CONVERTIBILE



DOPPIO NON CONVERTIBILE




DOPPIO CONVERTIBILE




TRIPLO NON CONVERTIBILE



TRIPLO CONVERTIBILE





IDEAL.

I tubi MIM della gamma Ideal, con una linea moderna ed accattivante, sono disponibili sia convertibili che non convertibili, diretti e da saldare, nelle principali prescrizioni.

Il gancio integrato ha una linea che limita le interferenze con la gengiva per un comfort del paziente senza compromettere l'ingaggio degli elastici.

La forma svasata dell'ingresso dello slot facilita l'inserimento dell'arco anche per il II° molare. Nella versione da saldare la flangia della base ha appositi inviti che, migliorando la trasmissione della corrente, incrementano la resistenza della saldatura.

TUBO	Superiore		Inferiore		
	TORQUE	OFFSET DISTALE	TORQUE	OFFSET DISTALE	
Singolo	0	0	0	0	NON CONVERTIBILI
	-10	+8	-25	+5	
	-14	+10	-10	0	
			-20	0	
Doppio con HG occlusale	0	0	0	0	
	-10	+8			
Doppio con HG gengivale	0	0	0	0	
	-10	+8	-25	+5	
Triplo	0	0			
Bracket per il 6°	0	0	0	0	
Singolo	0	0	0	0	CONVERTIBILI
			-25	+5	
	-10	+8	-20	0	
Doppio con HG occlusale	-10	+8			
	-14	+10	-25	+5	
Doppio con HG gengivale			-25	+5	
			-20	0	
Doppio con ausiliario rettangolare					
Triplo	-10	+8			
	-14	+10			
Bracket per il 6°	0	0	0	0	

IDEAL

Tubi diretti

SINGOLO NON CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	-10°	+8°	PROEX6SN1116VHI	ROTH
			PROEX6SN1126VHI	ROTH
3,7mm	-25°	+5°	PROEX7SN1146VHI	ROTH
			PROEX7SN1136VHI	ROTH
3,6mm	-14°	+10°	PROEX6SN1617VHI	MBT
			PROEX6SN1627VHI	MBT
3,7mm	-10°	0°	PROEX7SN1647VHI	MBT
			PROEX7SN1637VHI	MBT
3,7mm	-20°	0°	PROEX8SN1646VHI	MBT
			PROEX8SN1636VHI	MBT

SINGOLO CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	-10°	+8°	UR	PROEX6SC1116VHI	ROTH
			UL	PROEX6SC1126VHI	ROTH
3,7mm	-25°	+5°	LR	PROEX7SC1146VHI	ROTH
			LL	PROEX7SC1136VHI	ROTH
3,7mm	-20°	0°	LR	PROEX8SC1646VHI	MBT
			LL	PROEX8SC1636VHI	MBT

DOPPIO NON CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANTE	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	-10°	+8°	0.045" OCCLUSAL	UR	PROEX6DN1116VHI0	ROTH
				UL	PROEX6DN1126VHI0	ROTH

DOPPIO NON CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANTE	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	-10°	+8°	0.045" GINGIVAL	UR	PROEX6DN1116VHI	ROTH
				UL	PROEX6DN1126VHI	ROTH
3,7mm	-25°	+5°	0.045" GINGIVAL	UR	PROEX7DN1146VHI	ROTH
				UL	PROEX7DN1136VHI	ROTH

DOPPIO CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	-10°	+8°	0.045" OCCLUSAL	PROEX6DC1116VHI0	ROTH
				PROEX6DC1126VHI0	ROTH



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANTE	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	-14°	+10°	0.045" GINGIVAL	UR	PROEX6DC1616VHI	MBT
				UL	PROEX6DC1626VHI	MBT
3,7mm	-25°	+5°	0.045" GINGIVAL	LR	PROEX7DC1146VHI0	ROTH
				LL	PROEX7DC1136VHI0	ROTH




M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANTE	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	-25°	+5°	0.018"x0.025"	LR	PROEX7DC1146VHI	ROTH
				LL	PROEX7DC1136VHI	ROTH
3,7mm	-20°	0°	0.018"x0.025"	LR	PROEX8DC1646VHI	MBT
				LL	PROEX8DC1636VHI	MBT

TRIPLO CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANTE	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	-10°	+8°	0.018"x0.025" H.G. 0.045"	UR	PROEX6TC1116VHI0	ROTH
				UL	PROEX6TC1126VHI0	ROTH
3,7mm	-14°	+10°	0.018"x0.025" H.G. 0.045"	UR	PROEX6TC1616VHI0	MBT
				UL	PROEX6TC1626VHI0	MBT

POSIZIONE STANDARD DEL TUBO



SINGOLO PER LIP BUMPER 0.045"



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	REF
3,7mm	0°	0°	UNIV	PROEX0SN0016WW

ATTACCO GEMELLARE



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	SLOT 0.018	SLOT 0.022
3,7mm	0°	0°	UNIV	PROEX0SN0016DW	PROEX0SC0016VW

ATTACCO GEMELLARE CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	SLOT 0.018	SLOT 0.022
3,7mm	0°	0°	UNIV.	PROEX0SC0016DW	PROEX0SN0016VW

SINGOLO NON CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	0	0°	UR/LL	PROEX0SN0016DH	PROEX0SN0016VH	EDGEWISE
			UL/LR	PROEX0SN0026DH	PROEX0SN0026VH	EDGEWISE
3,7mm	-10°	+8°	UR	PROEX1SN1116DH	PROEX1SN1116VH	ROTH
			UL	PROEX1SN1126DH	PROEX1SN1126VH	ROTH
3,7mm	-25°	+5°	LR	PROEX2SN1146DH	PROEX2SN1146VH	ROTH
			LL	PROEX2SN1136DH	PROEX2SN1136VH	ROTH
3,7mm	-14°	+10°	UR		PROEX1SN1617VH	MBT
			UL		PROEX1SN1627VH	MBT
3,7mm	-10°	0°	LR		PROEX2SN1647VH	MBT
			LL		PROEX2SN1637VH	MBT
3,7mm	-20°	0°	LR		PROEX3SN1646VH	MBT
			LL		PROEX3SN1636VH	MBT

SINGOLO CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	0	0°	UR/LL		PROEX0SC0016VH	EDGEWISE
			UL/LR		PROEX0SC0026VH	EDGEWISE
3,7mm	-10°	+8°	UR	PROEX1SC1116DH	PROEX1SC1116VH	ROTH
			UL	PROEX1SC1126DH	PROEX1SC1126VH	ROTH
3,7mm	-25°	+5°	LR	PROEX2SC1146DH	PROEX2SC1146VH	ROTH
			LL	PROEX2SC1136DH	PROEX2SC1136VH	ROTH
3,7mm	-20°	0°	LR		PROEX3SC1646VH	MBT
			LL		PROEX3SC1636VH	MBT

DOPPIO NON CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	0	0°	UR/LL	PROEX0DN0016DH0	PROEX0DN0016VH0	EDGEWISE
			UL/LR	PROEX0DN0026DH0	PROEX0DN0026VH0	EDGEWISE
3,7mm	-10°	+8°	UR	PROEX1DN1116DH0	PROEX1DN1116VH0	ROTH
			UL	PROEX1DN1126DH0	PROEX1DN1126VH0	ROTH



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	0	0°	UR/LL	PROEX0DN0016DH	PROEX0DN0016VH	EDGEWISE
			UL/LR	PROEX0DN0026DH	PROEX0DN0026VH	EDGEWISE
3,7mm	-10°	+8°	UR	PROEX1DN1116DH	PROEX1DN1116VH	ROTH
			UL	PROEX1DN1126DH	PROEX1DN1126VH	ROTH
3,7mm	-25°	+5°	LR	PROEX2DN1146DH	PROEX2DN1146VH	ROTH
			UL	PROEX2DN1136DH	PROEX2DN1136VH	ROTH



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	SLOT 0.018	PRESCR.
3,7mm	0°	0°	CENTRAL HOOK UR/LL	PROEX0DN2016DH0	RICKETS
			UR/LR	PROEX0DN2026DH0	RICKETS



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	SLOT 0.018	PRESCR.
3,7mm	0°	0°	UR/LL	PROEX0DN2016DH	RICKETS
			UL/LR	PROEX0DN2026DH	RICKETS

DOPPIO CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANTE	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	-10°	+8°	0.045" OCCLUSAL	UR	PROEX1DC1116DH0	PROEX1DC1116VH0	ROTH
				UL	PROEX1DC1126DH0	PROEX1DC1126VH0	ROTH



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANTE	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	-14°	+10°	0.045" GINGIVAL	UR		PROEX1DC1616VH	MBT
				UL		PROEX1DC1626VH	MBT
3,7mm	-25°	+5°	0.045" GINGIVAL	LR	PROEX2DC1146DH0	PROEX2DC1146VH0	ROTH
				LL	PROEX2DC1136DH0	PROEX2DC1136VH0	ROTH



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANTE	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	-25°	+5°	0.018"x 0.025"	UR	PROEX2DC1146DH	PROEX2DC1146VH	ROTH
				UL	PROEX2DC1136DH	PROEX2DC1136VH	ROTH
3,7mm	-20°	+0°	0.018"x 0.025"	LR		PROEX3DC1646VH	MBT
				LL		PROEX3DC1636VH	MBT

TRIPLO NON CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANTE	SLOT 0.018	PRESCR.
3,7mm	0°	0°	0.018"x 0.025"	UR/LL	PROEX0TN2016DH	RICKETTS/EDG.
				UL/UR	PROEX0TN2026DH	RICKETTS/EDG.

TRIPLO CONVERTIBILE



M/D	TORQUE	D/O	TUBO AUX.	QUADRANTE	SLOT 0.018	SLOT 0.022	PRESCR.
3,7mm	-10°	+8°	0.18"x0.025" H.G. 0.45"	UR	PROEX1TC1116DH0	PROEX1TC1116VH0	ROTH
				UL	PROEX1TC1126DH0	PROEX1TC1126VH0	ROTH
3,7mm	-14°	+10°	0.18"x0.025" H.G. 0.45"	UR		PROEX1TC1616VH0	MBT
				UL		PROEX1TC1626VH0	MBT



JET LP.

JET Low Profile è il nuovo benchmark in campo ortodontico. La sua forma compatta combina un profilo estremamente basso con un ingresso dello slot ad imbuto molto ampio.

Ergonomia, facilità di utilizzo e confort per il paziente rendono questa linea la Best in Class nella sua categoria.

Prodotto interamente in MIM, è disponibile per I° e II° molare nelle principali prescrizioni.



JET LP.

I° MOLARE



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	SLOT 0.022	PRESCR.
4,5mm	-10°	+8°	UR	PROEX26SN1116VHI	ROTH
			UL	PROEX26SN1126VHI	ROTH
4,5mm	-25°	+5°	UR	PROEX27SN1146VHI	ROTH
			UL	PROEX27SN1136VHI	ROTH
4,5mm	-14°	+10°	LR	PROEX26SN1616VHI	MBT
			LL	PROEX26SN1626VHI	MBT
4,5mm	-20°	0°	LR	PROEX28SN1646VHI	MBT
			LL	PROEX28SN1636VHI	MBT
4,5mm	0°	0°	UR/LL	PROEX25SN0016VHI	EDGEWISE
			UL/LR	PROEX25SN0026VHI	EDGEWISE

JET LP.

II° MOLARE



M/D	TORQUE	D/O	QUADRANTE	SLOT 0.022	PRESCR.
2,9mm	-10°	0°	UR	PROEX26SN1117VH	ROTH
			UL	PROEX26SN1127VH	ROTH
2,9mm	-25°	0°	UR	PROEX27SN1147VH	ROTH
			UL	PROEX27SN1137VH	ROTH
2,9mm	-14°	0°	LR	PROEX26SN1617VH	MBT
			LL	PROEX26SN1627VH	MBT
2,9mm	-10°	0°	LR	PROEX27SN1647VH	MBT
			LL	PROEX27SN1637VH	MBT

LA LINEA DI ORTODONZIA PRODONTO

OrthoGrade
PRODONTO

Bande.

PRODONTO

Bande premolari e molari

Le bande Prodonto sono prodotte con una lega di acciaio inossidabile “medical grade”.

La marcatura permanente rende più facile l'identificazione, per misura e per quadrante di applicazione.

Le bande sono progettate e realizzate per ottenere un'anatomica aderenza alla forma di ciascun dente e ridurre il rischio di infiltrazioni. Una leggera scanalatura verticale consente un migliore posizionamento ed evita interferenze occlusali.

CONFEZIONAMENTO

Le bande sono disponibili in set con una distribuzione per misura variabile, o in ricambi in bustine da 5 pezzi della stessa misura e dente.



Bande Premolari



Anatomia universale che si adatta sia al lato destro sia a quello sinistro del I° e II° premolare superiore. Le misure disponibili vanno dalla n° 1 alla n° 24 per i premolari superiori e dalla n° 3 fino alla n° 26, per quelli inferiori.



DENTE	QUADRANTE	CODICE	QUANTITÀ
Kit Banda Premolari UR/UL	Superiore	PROEXN30AA14WW	80
Kit Banda Premolari LR/LL	Inferiore	PROEXN30AA44WW	60

Distribuzione delle misure

MISURA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Superiori (80pz)	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	-	-
Inferiori (60pz)			2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Misura	I° e II° UPPER (sup)
1	PROEXN300114WW

Bande Molari



Sono disponibili in 26 differenti misure, con una progressione di mezza misura per volta.

Disponibili in bustine da 5 pezzi della stessa misura e dente o in Set da 104/248 pezzi. I set sono disponibili per l'arcata superiore o inferiore e contengono bande sia per il lato destro sia per quello sinistro.



		INTRO SET	PRO SET
Bande	QUADRANTE	♥ CODICE	♥ CODICE
Primi e secondi molari	Superiore	PROEXN30AA16HW	PROEXN30BB16HW
Primi molari	Inferiore	PROEXN30AA46HW	PROEXN30BB46HW

Distribuzione delle misure

MISURA	30	30 +	31	31 +	32	32 +	33	33 +	34	34 +	35	35 +	36	36 +	37	37 +	38	38 +	39	39 +	40	40 +	41	41 +	42	42 +
Intro Set (104pz)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pro Set (248pz)	2	2	2	4	4	4	4	8	16	16	16	16	20	20	20	16	16	16	16	8	4	4	4	4	4	2

Misura	♥ UR	♥ UL	♥ LR	♥ LL
30	PROEXN300216HW	PROEXN300226HW	PROEXN300246HW	PROEXN300236HW

Servizio di puntatura

Acquistando le bande ed i tubi della Prodonto è possibile usufruire del servizio gratuito di puntatura.

Le bande prepuntate sono disponibili in confezioni da 5 pezzi, stessa misura, quadrante, tubo e accessorio linguale, e sono normalmente composte da banda, tubo e cleat linguale.

Su richiesta è possibile sostituire il cleat con il lingual sheath, con o senza palla o con bottone linguale. E' inoltre possibile, sempre su richiesta, personalizzare set di bande prepuntate.

Accessori da puntare.

Gli attacchi da puntare sulle bande sono realizzati con la tecnologia MIM.

ATTACCO DA PUNTARE SU BANDA PREM. 10PZ

	Torque	AngM	/D	SLOT 0.018	SLOT 0.022
 SINGOLO	0°	0°	2 mm	PROEX0SN3014DW	PROEX0SN3014VW
 GEMMELLARE	0°	0°	3 mm	PROEX0SN2014DW	PROEX0SN2014VW
	-7°	0°	3 mm	PROEX1SN1114DW	PROEX1SN1114VW
	-17°	0°	3 mm	PROEX2SN1114DW	PROEX2SN1114VW



PROEXN30CLEATL

LINGUAL CLEAT GRANDE
confezione da 10 pz.



PROEXN30CLEATS

LINGUAL CLEAT PICCOLO
confezione da 10 pz.



PROEXN30CLEATS

LINGUALE SHEATH UNIVERS. C/FINESTRA
confezione da 10 pz.



PROEXN30RHSHEATHS (Left) PROEXN30LHSHEATHS (Right)

LINGUALE SHEATH CON GANCIO
confezione da 10 pz.



BOTTONE LINGUALE DA PUNTARE

OVALE CURVO

PROEXN30M021W

QUAD HELIX

confezione 1 pz.



SIZE	CODICE
N° 01	PROEXF3001ZZ
N° 02	PROEXF3002ZZ
N° 03	PROEXF3003ZZ

BARRA PALATALE DISTAL LOOP

confezione 1 pz.



Distale



Mesiale

SIZE	MESIAL LOOP	DISTAL LOOP
35 mm	PROEXF30BPM35	PROEXF30BPD35
37 mm	PROEXF30BPM37	PROEXF30BPD37
39 mm	PROEXF30BPM39	PROEXF30BPD39
41 mm	PROEXF30BPM41	PROEXF30BPD41
43 mm	PROEXF30BPM43	PROEXF30BPD43
45 mm	PROEXF30BPM45	PROEXF30BPD45
47 mm	PROEXF30BPM47	PROEXF30BPD47
49 mm	PROEXF30BPM49	PROEXF30BPD49
51 mm	PROEXF30BPM51	PROEXF30BPD51
53 mm	PROEXF30BPM53	PROEXF30BPD53
55 mm	PROEXF30BPM55	PROEXF30BPD55

LA LINEA DI ORTODONZIA PRODONTO

OrthoGrade
PRODONTO

ortodonzia

Accessori.

PRODONTO

Accessori diretti.

Gli accessori sono realizzati in acciaio medico. Il Cleat diretto ha una base mesh anatomica.

I Bottoni diretti, realizzati in MIM, hanno una basetta mesh e sono disponibili in diverse forme e con occhiello. Si applicano sul lato vestibolare o linguale del dente utilizzando un qualsiasi adesivo ortodontico. Ganci e Stop, realizzati in MIM, servono per creare un punto di ancoraggio o di stop sull'arco. I Ganci aperti sono universali, mentre quelli chiusi sono disponibili per slot 0,018" e 0,022".



PROEXN30M022B

BOTTONE DIRETTO OVALE PIATTO
confezione da 10 pz.



PROEXN30M021B

BOTTONE DIRETTO OVALE CURVO
confezione da 10 pz.




PROEXN30M031B

BOTTONE DIRETTO TONDO PIATTO
confezione da 10 pz.



PROEXN30M032B

BOTTONE DIRETTO TONDO CURVO
confezione da 10 pz.



PROEXN30G031B

BOTTONE DIRETTO CON OCCHIELLO
confezione da 10 pz.



PROEXN30CLEATB

CLEAT DIRETTO
confezione da 10 pz.



PROEXG30ZZCUDC (SLOT 0.018) - PROEXG30ZZCUVC (SLOT 0.022)

GANCIO A PALLA CURVO CHIUSO
confezione da 10 pz.



PROEXG30ZZAADC (SLOT 0.018) - PROEXG30ZZAAVC (SLOT 0.022)

GANCIO A PALLA DRITTO CHIUSO
confezione da 10 pz.



PROEXG30ZZAADS

GANCIO CON PALLA
confezione da 10 pz.



PROEXG30ZZAADL

GANCIO SENZA PALLA
confezione da 10 pz.



PROEXG30ZZAAD1

STOP DA CRIMPARE
confezione da 10 pz.

Activa Spring Activator.

ACTIVA è un prodotto che permette la riattivazione delle molle aperte in modo semplice, pratico ed estremamente rapido.

Con ACTIVA, una volta stabilito lo spazio necessario per la riattivazione della molla, è sufficiente comprimerla verso uno dei due lati ed inserire l'ACTIVA dello spessore desiderato. In questo modo la molla, nuovamente compressa, riattiva la sua funzione di spinta.

VANTAGGI

- Azione collaborativa nelle meccaniche di scivolamento: a differenza dei comuni dispositivi da crimpare, Activa si chiude intorno al filo senza toccarlo; pertanto, il suo utilizzo non compromette le meccaniche di scivolamento permettendo una libera e completa azione di espansione della molla.
- Flessibilità di utilizzo: scelta del livello di compressione della molla desiderato grazie alle tre misure disponibili. Activa è adatto per ogni misura di arco e può essere inserito in qualsiasi momento del trattamento. Aggiungendo altri Activa, inoltre, è possibile aumentare progressivamente l'attivazione della molla nel corso del trattamento.
- Risparmio nell'uso di materiale: mantenimento della stessa molla precedentemente utilizzata.
- Riduzione del tempo alla poltrona: operazioni preliminari per la sostituzione della molla non più necessarie.

UTILIZZO DI ACTIVA

- **Step 1**
Selezionare la misura di ACTIVA desiderata;
- **Step 2**
Prendere ACTIVA con un qualsiasi strumento. Con un direzionatore comprimere la molla da uno dei due lati;
- **Step 3**
Inserire ACTIVA sulla parte di arco scoperto dalla molla e crimpare dolcemente. Quindi lasciare la molla.



1,0 mm

1,5 mm

1,5 mm

CODICE	RICAMBI confezione da 20 pz
PROEXG3001A	1,0 mm
PROEXG3015A	1,5 mm
PROEXG3020A	1,5 mm



SET confezione da 30 pz

PROEXG30ACKIT

LA LINEA DI ORTODONZIA PRODONTO

OrthoGrade
PRODONTO

**Archi
e fili.**

PRODONTO

Archi e fili

Gli archi e i fili Prodonto sono disponibili in diversi materiali e forme.


La serie di archi preformati in nickel titanio è disponibile sia con proprietà superelastiche che termo-attivabile.

Le forme disponibili sono:
Natural, Ortho I, Ortho II, Standard.


Identificazione dell'arco:

- **3 linee**
per arcata superiore;
- **1 linea**
per arcata inferiore.


NATURAL




ORTHO I



ORTHO II



STANDARD



ARCHI E FILI SUGGERITI PER FASI DI TRATTAMENTO

PRODONTO	STEP 1 ⁽¹⁾	STEP 2 ⁽²⁾	STEP 3 ⁽³⁾
Stainless Steel	○	○□	□
Twisted Stainless Steel	○	○	
Nickel Titanium Superelastic	○	○□	
Nickel Titanium Thermal	○	○□	
Copper-NiTi Thermal Mach 3	○□	○□	
Nickel Titanium 7 S	○	○	
Nickel Titanium Reverse Curve	○	○□	
b-Titanium	○	○□	□

STEP 1:

Necessita di forze leggere per l'allineamento ed il livellamento.

Sono quindi indicati fili ed archi che abbiano una elevata elasticità con una buona memoria di forma.

STEP 2:

Necessita di fili con una forza maggiore ma non troppo elevata per trasferire al dente il torque e la forma dell'arcata.

STEP 3:

Necessita di fili duri, rigidi per mantenere la forma dell'arcata e dell'allineamento ottenuto oltre che per utilizzare meccaniche di scivolamento ed interarcata senza la modifica dei risultati ottenuti.

MACH³.

Confezione da 10 pz.

MACH³ è un arco termoattivabile realizzato in Cu-Ni-Ti dalle caratteristiche molto più performanti rispetto ai normali archi termici.

MACH³ accetta pieghe a temperature superiori a quelle di normali archi termo attivabili, e riprende la memoria di forma a temperature più basse, in modo molto graduale.

In questo modo rilascia forze molto leggere e durature per una maggiore efficacia terapeutica e maggiore comfort per il paziente. I nostri archi sono confezionati singolarmente in bustine sigillate sterilizzabili.



ARCATA
SUPERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.012	PROEXA34H12ZZUP0	PROEXA34H12ZZUP5
0.014	PROEXA34H14ZZUP0	PROEXA34H14ZZUP5
0.016	PROEXA34H16ZZUP0	PROEXA34H16ZZUP5
0.018	PROEXA34H18ZZUP0	PROEXA34H18ZZUP5

ARCATA
INFERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.012	PROEXA34H12ZZLP0	PROEXA34H12ZZLP5
0.014	PROEXA34H14ZZLP0	PROEXA34H14ZZLP5
0.016	PROEXA34H16ZZLP0	PROEXA34H16ZZLP5
0.018	PROEXA34H18ZZLP0	PROEXA34H18ZZLP5

ARCATA
SUPERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.016 x 0.016	PROEXA34H1616UP0	PROEXA34H1616UP5
0.016 x 0.022	PROEXA34H1622UP0	PROEXA34H1622UP5
0.017 x 0.025	PROEXA34H1725UP0	PROEXA34H1725UP5
0.018 x 0.025	PROEXA34H1825UP0	PROEXA34H1825UP5
0.019 x 0.025	PROEXA34H1925UP0	PROEXA34H1925UP5

ARCATA
INFERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.016 x 0.016	PROEXA34H1616LP0	PROEXA34H1616LP5
0.016 x 0.022	PROEXA34H1622LP0	PROEXA34H1622LP5
0.017 x 0.025	PROEXA34H1725LP0	PROEXA34H1725LP5
0.018 x 0.025	PROEXA34H1825LP0	PROEXA34H1825LP5
0.019 x 0.025	PROEXA34H1925LP0	PROEXA34H1925LP5

THERMAL

Confezione da 10 pz.

L'arco termico è un filo in nickel-titanio, attivato dalla temperatura corporea del paziente.

Sopporta deflessioni acute, esercita una forza leggera ed ha una durata con ampio campo di azione ed ottimo controllo tridimensionale.

Morbido e flessibile, permette un maggior controllo del torque.

I nostri archi sono confezionati singolarmente in bustine sigillate sterilizzabili.



ARCATA
SUPERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.012	PROEXA3412ZZUP0	PROEXA3412ZZUP5
0.014	PROEXA3414ZZUP0	PROEXA3414ZZUP5
0.016	PROEXA3416ZZUP0	PROEXA3416ZZUP5
0.018	PROEXA3418ZZUP0	PROEXA3418ZZUP5

ARCATA
INFERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.012	PROEXA3412ZZLP0	PROEXA3412ZZLP5
0.014	PROEXA3414ZZLP0	PROEXA3414ZZLP5
0.016	PROEXA3416ZZLP0	PROEXA3416ZZLP5
0.018	PROEXA3418ZZLP0	PROEXA3418ZZLP5

ARCATA
SUPERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.016 x 0.016	PROEXA341616UP0	PROEXA341616UP5
0.016 x 0.022	PROEXA341622UP0	PROEXA341622UP5
0.017 x 0.025	PROEXA341725UP0	PROEXA341725UP5
0.018 x 0.025	PROEXA341825UP0	PROEXA341825UP5
0.019 x 0.025	PROEXA341925UP0	PROEXA341925UP5

ARCATA
INFERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.016 x 0.016	PROEXA341616LP0	PROEXA341616LP5
0.016 x 0.022	PROEXA341622LP0	PROEXA341622LP5
0.017 x 0.025	PROEXA341725LP0	PROEXA341725LP5
0.018 x 0.025	PROEXA341825LP0	PROEXA341825LP5
0.019 x 0.025	PROEXA341925LP0	PROEXA341925LP5

SUPERELASTIC

Confezione da 10 pz.

L'arco superelastico è un filo in nickel-titanio che esercita una forza leggera e costante per ottimizzare i risultati dei trattamenti.

Un'accurata levigatura e lucidatura degli archi riduce la frizione negli slot dei brackets con una maggiore efficacia per lo spostamento dei denti.

I nostri archi sono confezionati singolarmente in bustine sigillate sterilizzabili.



ARCATA
SUPERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.012	PROEXA3212ZZUP0	PROEXA3212ZZUP5
0.014	PROEXA3214ZZUP0	PROEXA3214ZZUP5
0.016	PROEXA3216ZZUP0	PROEXA3216ZZUP5
0.018	PROEXA3218ZZUP0	PROEXA3218ZZUP5
0.020	PROEXA3220ZZUP0	PROEXA3220ZZUP5

ARCATA
INFERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.012	PROEXA3212ZZLP0	PROEXA3212ZZLP5
0.014	PROEXA3214ZZLP0	PROEXA3214ZZLP5
0.016	PROEXA3216ZZLP0	PROEXA3216ZZLP5
0.018	PROEXA3218ZZLP0	PROEXA3218ZZLP5
0.020	PROEXA3220ZZLP0	PROEXA3220ZZLP5

ARCATA
SUPERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.016 x 0.016	PROEXA321616UP0	PROEXA321616UP5
0.016 x 0.022	PROEXA321622UP0	PROEXA321622UP5
0.017 x 0.025	PROEXA321725UP0	PROEXA321725UP5
0.018 x 0.025	PROEXA321825UP0	PROEXA321825UP5
0.019 x 0.025	PROEXA321925UP0	PROEXA321925UP5

ARCATA
INFERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.016 x 0.016	PROEXA321616LP0	PROEXA321616LP5
0.016 x 0.022	PROEXA321622LP0	PROEXA321622LP5
0.017 x 0.025	PROEXA321725LP0	PROEXA321725LP5
0.018 x 0.025	PROEXA321825LP0	PROEXA321825LP5
0.019 x 0.025	PROEXA321925LP0	PROEXA321925LP5

β -TITANIUM

Confezione da 10 pz.

Gli archi in β -Titanio non contengono nickel e sono quindi ipoallergici.

Le caratteristiche metallurgiche del materiale conferiscono a questi archi elevata modellabilità e resistenza, al punto che possono essere utilizzati in sostituzione degli archi in acciaio durante tutte le fasi del trattamento.

Gli archi β -Titanium accettano ampie deflessioni senza una deformazione permanente. L'ampia area di intervallo

tra il punto di deformazione reversibile e quello permanente garantisce un miglior controllo delle forze e rende possibile un utilizzo di fili di maggiore spessore anche nelle prime fasi del trattamento. Il β -Titanium è utilizzato per archi a più anse, archi di utilità ed archi per torque.

Possono esservi saldati accessori per trattamenti combinati ortodontico-chirurgico nella forma Natural. I nostri archi sono confezionati singolarmente in bustine sigillate sterilizzabili.



ARCATA
SUPERIORE



○	NATURAL
0.016	PROEXA3516ZZUP0
0.018	PROEXA3518ZZUP0
0.016 x 0.022	PROEXA351622UP0
0.017 x 0.025	PROEXA351725UP0
0.018 x 0.025	PROEXA351825UP0
0.019 x 0.025	PROEXA351925UP0

ARCATA
INFERIORE



□	NATURAL
0.016	PROEXA3516ZZLP0
0.018	PROEXA3518ZZLP0
0.016 x 0.022	PROEXA351622LP0
0.017 x 0.025	PROEXA351725LP0
0.018 x 0.025	PROEXA351825LP0
0.019 x 0.025	PROEXA351925LP0

Acciaio

Confezione da 25 pz.

L'uso delle più moderne tecniche di produzione e l'utilizzo del miglior acciaio, AISI serie 300, ci permette di offrirvi un prodotto di alta qualità.

Super lucidatura per ridurre la frizione, identificazione del centro dell'arco con 3 linee per arcata superiore, ed 1 per arcata inferiore. I risultati sono ottimali se utilizzati in combinazione agli attacchi Prodonto.

Gli archi sono in pacchi da 25 pezzi, confezionati in bustine sterilizzabili da 5 pezzi ciascuna.



ARCATA
SUPERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.012	PROEXA3012ZZUP0	PROEXA3012ZZUP5
0.014	PROEXA3014ZZUP0	PROEXA3014ZZUP5
0.016	PROEXA3016ZZUP0	PROEXA3016ZZUP5
0.018	PROEXA3018ZZUP0	PROEXA3018ZZUP5
0.020	PROEXA3020ZZUP0	PROEXA3020ZZUP5

ARCATA
INFERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.012	PROEXA3012ZZLP0	PROEXA3012ZZLP5
0.014	PROEXA3014ZZLP0	PROEXA3014ZZLP5
0.016	PROEXA3016ZZLP0	PROEXA3016ZZLP5
0.018	PROEXA3018ZZLP0	PROEXA3018ZZLP5
0.020	PROEXA3020ZZLP0	PROEXA3020ZZLP5

ARCATA
SUPERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.016 x 0.016	PROEXA301616UP0	PROEXA301616UP5
0.016 x 0.022	PROEXA301622UP0	PROEXA301622UP5
0.017 x 0.025	PROEXA301725UP0	PROEXA301725UP5
0.018 x 0.025	PROEXA301825UP0	PROEXA301825UP5
0.019 x 0.025	PROEXA301925UP0	PROEXA301925UP5

ARCATA
INFERIORE



	NATURAL	ORTHO II
0.016 x 0.016	PROEXA301616LP0	PROEXA301616LP5
0.016 x 0.022	PROEXA301622LP0	PROEXA301622LP5
0.017 x 0.025	PROEXA301725LP0	PROEXA301725LP5
0.018 x 0.025	PROEXA301825LP0	PROEXA301825LP5
0.019 x 0.025	PROEXA301925LP0	PROEXA301925LP5

Acciaio Estetico

PRODONTOSignature


Confezione da 25 pz.

ARCATA INFERIORE

COLORE BIANCO

Arco acciaio estetico bianco 25pz

CODICE	MISURA
PROSEXAE3114ZZLP0	0.014
PROSEXAE3116ZZLP0	0.016
PROSEXAE3118ZZLP0	0.018
PROSEXAE311622LP0	0.016 x 0.022
PROSEXAE311725LP0	0.017 x 0.025
PROSEXAE311825LP0	0.018 x 0.025
PROSEXAE311925LP0	0.019 x 0.025




ARCATA SUPERIORE

COLORE BIANCO

Arco acciaio estetico bianco 25pz

CODICE	MISURA
PROSEXAE3114ZZUP0	0.014
PROSEXAE3116ZZUP0	0.016
PROSEXAE3118ZZUP0	0.018
PROSEXAE311622UP0	0.016 x 0.022
PROSEXAE311725UP0	0.017 x 0.025
PROSEXAE311825UP0	0.018 x 0.025
PROSEXAE311925UP0	0.019 x 0.025



ARCATA INFERIORE

COLORE DENTE

Arco acciaio estetico bianco 25pz

CODICE	MISURA
PROSEXAE3014ZZLP0	0.014
PROSEXAE3016ZZLP0	0.016
PROSEXAE3018ZZLP0	0.018
PROSEXAE301622LP0	0.016 x 0.022
PROSEXAE301725LP0	0.017 x 0.025
PROSEXAE301825LP0	0.018 x 0.025
PROSEXAE301925LP0	0.019 x 0.025



ARCATA SUPERIORE

COLORE DENTE

Arco acciaio estetico bianco 25pz

CODICE	MISURA
PROSEXAE3014ZZUP0	0.014
PROSEXAE3016ZZUP0	0.016
PROSEXAE3018ZZUP0	0.018
PROSEXAE301622UP0	0.016 x 0.022
PROSEXAE301725UP0	0.017 x 0.025
PROSEXAE301825UP0	0.018 x 0.025
PROSEXAE301925UP0	0.019 x 0.025




Superelastico Estetico

Confezione da 10 pz.

PRODONTO
Signature


ARCATA SUPERIORE
E INFERIORE
COLORE DENTE

	 SUPERIORE	 INFERIORE
0.014	PROSEXAE3214ZZUP0	PROSEXAE3214ZZLP0
0.016	PROSEXAE3216ZZUP0	PROSEXAE3216ZZLP0
0.018	PROSEXAE3218ZZUP0	PROSEXAE3218ZZLP0




ARCATA SUPERIORE
E INFERIORE
COLORE DENTE

	 SUPERIORE	 INFERIORE
0.016 x 0.022	PROSEXAE321622UP0	PROSEXAE321622LP0
0.018 x 0.025	PROSEXAE321825UP0	PROSEXAE321825LP0
0.019 x 0.025	PROSEXAE321925UP0	PROSEXAE321925LP0




ARCATA SUPERIORE
E INFERIORE
COLORE BIANCO

	 SUPERIORE	 INFERIORE
0.014	PROSEXAE3314ZZUP0	PROSEXAE3314ZZLP0
0.016	PROSEXAE3316ZZUP0	PROSEXAE3316ZZLP0
0.018	PROSEXAE3318ZZUP0	PROSEXAE3318ZZLP0



ARCATA SUPERIORE
E INFERIORE
COLORE BIANCO

	 SUPERIORE	 INFERIORE
0.016 x 0.022	PROSEXAE331622UP0	PROSEXAE331622LP0
0.018 x 0.025	PROSEXAE331825UP0	PROSEXAE331825LP0
0.019 x 0.025	PROSEXAE331925UP0	PROSEXAE331925LP0





OrthoGrade
PRO DONTOL

Fili in ACCIAIO

Confezione da 25 pz.

Questi fili, realizzati con tempra dura sono l'ideale per fabbricare ganci di Adams, archi labiali, molle ed archi.

Trattati termicamente per una durata maggiore, accettano pieghe complesse senza che il filo si rompa. Si ottengono due o tre archi per filo.

Lunghezza standard di 14".



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA
PROEXF301616P	FILO ACC. 14"14" 0,016X0,016 25PZ	0.016x0.016
PROEXF3016221P	FILO ACC. 14"14" 0,016X0,022 25PZ	0.016x0.022
PROEXF3017251P	FILO ACC. 14"14" 0,017X0,025 25PZ	0.017x0.025
PROEXF3018181P	FILO ACC. 14"14" 0,018X0,018 25PZ	0.018x0.018
PROEXF3018251P	FILO ACC. 14"14" 0,018X0,025 25PZ	0.018x0.025
PROEXF3019251P	FILO ACC. 14"14" 0,019X0,025 25PZ	0.019x0.025
PROEXF3021251P	FILO ACC. 14"14" 0,021X0,025 25PZ	0.021x0.025



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA
PROEXF3012ZZ1P	FILO ACC. 14"-14" LAB L. 0,012 25PZ	0.012
PROEXF3014ZZ1P	FILO ACC. 14"-14" LAB L. 0,014 25PZ	0.014
PROEXF3016ZZ1P	FILO ACC. 14"-14" LAB L. 0,016 25PZ	0.016
PROEXF3018ZZ1P	FILO ACC. 14"-14" LAB L. 0,018 25PZ	0.018
PROEXF3020ZZ1P	FILO ACC. 14"-14" LAB L. 0,020 25PZ	0.020
PROEXF3036ZZ1P	FILO ACC. 14"-14" LAB L. 0,036 25PZ	0.036
PROEXF3045ZZ1P	FILO ACC. 14"-14" LAB L. 0,045 25PZ	0.045

B-TITANIO

confezione da 10 pz.



	◆ CODICE
0.016	PROEXF3516ZZ1P
0.018	PROEXF3518ZZ1P
0.036	PROEXF3536ZZ1P



	◆ CODICE
0.016x0.022	PROEXF3516221P
0.017x0.025	PROEXF3517251P
0.019x0.025	PROEXF3519251P

**FILO PER CONTENZIONE**

Il filo per contenzioni viene impiegato per mantenere la posizione del dente dopo il trattamento ortodontico.

L'applicazione è semplice e garantisce la stabilizzazione delle correzioni ortodontiche, prevenendo le recidive di rotazione. Si utilizza spesso in sostituzione o in abbinamento degli apparecchi removibili.



BARRETTA CONFEZIONE DA 10 pz

LUNGHEZZA	◆ CODICE
6"	PROEXF3006ZZ6P



BOBINA DA 60'

LUNGHEZZA	◆ CODICE
60"	PROEXF3060ZZ6P

Molla Ni-Ti Chiusa a forza variabile

Confezione da 10 pz.

Le nostre molle sono disponibili in lunghezze di 9 mm e 12 mm (21 e 36 mm quando attivate) con forza variabile e sono munite su entrambe le estremità di asole in acciaio, che permettono un facile fissaggio ai ganci.

Le asole hanno un sistema di ritenzione speciale che aiuta a tenerle in posizione anche nelle condizioni più severe.



DIMENSIONE	CODICE	FORZA
9 x 0.010" x 0.030"	PROEXM321030ELO	150g
12 x 0.010" x 0.030"	PROEXM321030EL1	150g
9 x 0.011" x 0.030"	PROEXM321130EM0	200g
12 x 0.011" x 0.030"	PROEXM321130EM1	200g

Molla Ni-Ti distalizzatrice

Confezione da 3 pz.

Questa rivoluzionaria molla distalizzatrice superelastica offre un'alternativa all'headgear o ai lip bumpers. E' ora possibile distalizzare facilmente i molari ottimizzando il comfort del paziente.

Semplice da usare, è sufficiente tagliare tra le spirali per ottenere la lunghezza desiderata ed inserirla nel filo; per comprimerla usare uno stop sull'arco.

La molla genera una forza costante di 100gr. Disponibile in lunghezza standard da 7".



DIMENSIONE	CODICE	FORZA
7 x 0.010" x 0.045"	PROEXM321045DM	100 gr

MOLLA NI-TI CHIUSA

BOBINA da 55 CM



DIMENSIONE	CODICE	FORZA
0.010" x 0.030"	PROEXM321030C	150g
0.010" x 0.036"	PROEXM321036C	180g
0.012" x 0.030"	PROEXM321230C	200g

MOLLA NI-TI APERTA

BOBINA da 55 CM



DIMENSIONE	CODICE	FORZA
0.009" x 0.030"	PROEXM320930A	50g
0.010" x 0.030"	PROEXM321030A	100g
0.010" x 0.036"	PROEXM321036A	120g
0.012" x 0.030"	PROEXM321230A	150g
0.012" x 0.036"	PROEXM321236A	180g

MOLLA IN ACCIAIO CHIUSA

BOBINA da 55 CM



DIMENSIONE	CODICE
0.010" x 0.030"	PROEXM301030C

MOLLA IN ACCIAIO APERTA

BOBINA da 55 CM



DIMENSIONE	CODICE
0.010" x 0.028"	PROEXM301028A
0.010" x 0.030"	PROEXM301030A
0.010" x 0.036"	PROEXM301036A

Legature in acciaio



KOBAYASHI LUNGHE 0.012"

Confezione da 100 pz.

Ref

PROEXK3012ZZLW



KOBAYASHI CORTE 0.012"

Confezione da 100 pz.

Ref

PROEXK3012ZZSW




LEGATURE PREFORMATE CORTE - 0.010"

Confezione da 500 pz.

Ref

PROEXL3010ZZSW



LEGATURE PREFORMATE LUNGHE - 0.010"

Confezione da 1000 pz.

Ref

PROEXL3010ZZLW



FILO IN ACCIAIO PER LEGATURE

Bobina da 450 gr

0.009"

PROEXL3009ZZ1P

0.010"

PROEXL3010ZZ1P

Legature estetiche



KOBAYASHI CORTE 0.012"

Confezione da 100 pz.

Ref

PROEXKE3012ZZSW




LEGATURE PREFORMATE LUNGHE - 0.012"

Confezione da 100 pz.

Ref

PROEXLE3012ZZLW



LEGATURE PREFORMATE CORTE - 0.012"

Confezione da 100 pz.

Ref

PROEXLE3012ZZSW

LA LINEA DI ORTODONZIA PRODONTO

OrthoGrade
PRODONTO

ortodonzia

Prodotti Intra ed Extra Orali.

PRODONTO

Legature elastiche

Confezione da 104 sticks da 10 legature

Le legature sono disponibili in 21 colori

- diametro interno di 1,3mm (0,051")
- diametro esterno di 2,95mm (0,12")
- spessore di 0,9mm (0,035")



	COLORE	
PROEXE90LIBBS00		ARANCIO
PROEXE90LIBBS0S		ARGENTO
PROEXE90LIBBS0G		GRIGIO
PROEXE90LIBBS0B		NERO
PROEXE90LIBBS0P		ROSA
PROEXE90LIBBS0R		ROSSO
PROEXE90LIBBS0DG		VERDE
PROEXE90LIBBS0MX		ASSORTITO
PROEXE90LIBBS0W		BIANCO
PROEXE90LIBBS0DB		BLUE
PROEXE90LIBBS0LB		BLU CHIARO

	COLORE	
PROEXE90LIBBS0T		DENTE
PROEXE90LIBBS0Y		GIALLO
PROEXE90LIBBS0OR		ORCHIDEA
PROEXE90LIBBS0GR		ORO
PROEXE90LIBBS0PL		PERLA
PROEXE90LIBBS0FP		ROSA FLUORESCENTE
PROEXE90LIBBS0BR		ROSSO FUOCO
PROEXE90LIBBS0C		TRASPARENTE
PROEXE90LIBBS0TQ		TURCHESE
PROEXE90LIBBS0PU		PORPORA
PROEXE90LIBBS0MP		VIOLA METALLIZZATO

Catenelle elastiche

Bobina da 4,5 metri


Attaccata	Spaziata a 2,5 mm - 0.100"
Normale	Spaziata a 3,1 mm - 0.125"
Lunga	Spaziata a 5,1 mm - 0.200"



Forza
Elevata



Forza
Intermedia



Forza
Leggera

COLORE	Attaccata	Normale	Lunga
ARANCIO	PROEXE90CHAA7AO	PROEXE90CHAA7NO	PROEXE90CHAA7LO
ARGENTO	PROEXE90CHAA7AS	PROEXE90CHAA7NS	PROEXE90CHAA7LS
BLUE	PROEXE90CHAA7ADB	PROEXE90CHAA7NDB	PROEXE90CHAA7LDB
DENTE	PROEXE90CHAA7AT	PROEXE90CHAA7NT	PROEXE90CHAA7LT
GRIGIO	PROEXE90CHAA7AG	PROEXE90CHAA7NG	PROEXE90CHAA7LG
NERO	PROEXE90CHAA7AB	PROEXE90CHAA7NB	PROEXE90CHAA7LB
ROSA	PROEXE90CHAA7AP	PROEXE90CHAA7NP	PROEXE90CHAA7LP
ROSSO	PROEXE90CHAA7AR	PROEXE90CHAA7NR	PROEXE90CHAA7LR
TRASPARENTE	PROEXE90CHAA7AC	PROEXE90CHAA7NC	PROEXE90CHAA7LC
VERDE	PROEXE90CHAA7ADG	PROEXE90CHAA7NDG	PROEXE90CHAA7LDG
VIOLA	PROEXE90CHAA7APU	PROEXE90CHAA7NPU	PROEXE90CHAA7LPU

Fili e tubi di protezione

TUBO DI PROTEZIONE PER ARCHI

Dotato di un'ottima flessibilità per favorire l'introduzione dell'arco nel tubo.

Evita il contatto dell'arco con la mucosa. Disponibile in misure da 0.018" e 0.027" in colore grigio e trasparente.

bobina da 3 mt

	Ø	 Grigio	 Trasparente
Bobina da 3 mt	0,025"	PROEXE90BS18G	PROEXE90BS18T
	0,027"	PROEXE90BS27G	PROEXE90BS27T

TUBO DI PROTEZIONE PER LIP BUMPER

Scorre agevolmente sul filo e crea una protezione.

Resistente agli odori, non scolorisce con il tempo. Può rivestire fili fino a 0.045". Disponibile in grigio e trasparente.

bobina da 3 mt

	Ø	 Grigio	 Trasparente
Bobina da 3 mt	0,046	PROEXE90LB45G	PROEXE90LB45T

FILO E TUBO ELASTICO

Filo e tubo elastico per effettuare nodi di fissaggio.

Disponibili nelle misure 0.025" e 0.030" per differenti livelli di forza, in colore grigio e trasparente.

FILO	Ø	 Grigio	 Trasparente
Bobina da 7,5 mt	0,025"	PROEXE90TS25G	PROEXE90TS25T
	0,030"	PROEXE90TS30G	PROEXE90TS30T

TUBO	Ø	 Grigio	 Trasparente
Bobina da 7,5 mt	0,025"	PROEXE90TH25G	PROEXE90TH25T
	0,030"	PROEXE90TH30G	PROEXE90TH30T

Separatori, cunei e lip bumper

SEPARATORI

I separatori radiopachi sono utilizzati per mantenere lo spazio prima dell'inserimento delle bande. Facili da localizzare con la radiografia. Disponibili in due misure: grandi e piccoli.

Confezione da 1000 pz.




COLORE	MISURA	Ø	Ref
BLUE	SMALL	4 mm. - 0.158"	PROEXE90SECCSS
	LARGE	5 mm. - 0.195"	PROEXE90SECCSL

CUNEI DI ROTAZIONE

Progettato per fare da leva tra il filo e l'attacco consentendo l'applicazione di una forza di rotazione precisa. Le tacche si inseriscono facilmente tra le alette mentre il fulcro rimane posizionato verticalmente.

Confezione da 100 pz.

COLORE	Ref
GRIGIO	PROEXE90580303
TRASPARENTE	PROEXE90580303C



LIP BUMPER

Lip bumper senza omega. Il rivestimento in plastica atossica permette la massima pressione labiale. Rifinitura liscia per un miglior comfort del paziente. Realizzato in acciaio da 0.045".

Confezione da 10 pz.

Ref
PROEXM305000



Elastici e maschera

ELASTICI EXTRAORALI

Realizzati in materiale medicale.

Dotati di forza e resistenza per le applicazioni extraorali.

Confezioni da 1000 pz. per misura



			♥ FORCE 8 OZ	♥ FORCE 16 OZ
○	1/4"	6.4 mm	PROEXE90500502	PROEXE90500506
○	5/16"	7.9 mm	PROEXE90500503	PROEXE90500507
○	3/8"	9.4 mm	PROEXE90500504	PROEXE90500508
○	1/2"	12.7 mm	PROEXE90500505	PROEXE90500509

MASCHERA FACCIALE

MASCHERA DINAMICA BLU 1PZ


Maschera facciale dinamica, leggera ed adattabile. Realizzata in acciaio e plastica. Massimo comfort del paziente. Completa di imbottitura per la protezione della fronte e del mento. Disponibile in colore blu.



COLORE	♥ Ref
BLUE 	PROEXE90550400

RICAMBI MASCHERA

2PZ



♥ Ref
PROEXE90550401


Cuffie e cuscini

CUSCINI PER TRAZIONI CERVICALI

Resistenti e lavabili a mano. Realizzati con un cuscinetto aggiuntivo per un massimo comfort per il paziente, permettono il facile inserimento del modulo di sicurezza SIA.

Confezione da 5 pz.

COLORE	Ref
JEANS	PROEX550203




CUFFIA PER TRAZIONI EXTRAORALI

Cuffie da utilizzare con i moduli di sicurezza Prodonto. Di facile applicazione, realizzate in polietilene e cotone. Resistenti e lavabili a mano, massimo comfort per il paziente. Misura universale.

Confezione da 5 pz.

COLORE	Ref
BLUE	PROEX550215LB



CUFFIA PER TRAZIONI EXTRAORALI

CON MENTONIERA

Cuffia con mentoniera comoda e facile da utilizzare grazie al pratico fissaggio della mentoniera con inserti in velcro.

Confezione da 1 pz.


COLORE	Ref
BLUE	PROEX550210



ARCHI EXTRA ORALI

**Archi extraorali in acciaio di alta qualità.
La saldatura conferisce resistenza alla rottura.
I ganci permettono una facile applicazione.**

Il tappo in gomma riduce la possibilità di essere agganciato da oggetti esterni. Disponibili con omega in 5 diverse misure, o con forma universale.



Confezione da 1 pz.

ARCHI EXTRAORALI

♥ 83mm	♥ 90mm	♥ 97mm	♥ 104mm	♥ 111mm	♥ senza Ω
PROEX550301	PROEX550302	PROEX550303	PROEX550304	PROEX550305	PROEX550307FF

MODULI DI SICUREZZA

Confezione da 10 pz.

Da utilizzare con cuscino per trazione cervicale o cuffia per trazione extraorale. Se l'arco viene tirato con forza eccessiva dalla parte frontale, i ganci si staccano senza ferire il paziente. Disponibile in due forze.



FORZA	♥ 600 gr	♥ 750 gr
REF	PROEX550110	PROEX550111

LA LINEA DI ORTODONZIA PRODONTO

OrthoGrade
PRODONTO

Strumenti.

PRODONTO

STRUMENTI

ABC Line

La realizzazione in acciaio inossidabile medico garantisce un'alta resistenza alla corrosione. Gli elevati standard tecnologici permettono di ottenere superfici levigate ed un preciso allineamento delle punte.

Le pinze sono garantite un anno sul malfunzionamento dovuto a difetti di fabbricazione, sulla rottura dei manici, sulla chiusura non corretta e sul distacco degli inserti. Sterilizzabili con i metodi più comuni: si consiglia di seguire le istruzioni incluse nelle confezioni.



ABC LINE SET 5 PINZE ALLINEATORI SET

Ref

PROSEXD30ABC

SONDA



Zip strumento di apertura
confezione da 1 pz.

Ref

PROSEXD300TZIP



Ref

PROSEXD301015

TAGLIO A CERCHIO

Pinza per creare un taglio circolare o uno spazio per l'applicazione di altri dispositivi per agganciare trazioni (bottoni linguali, eyelet, TS2). Per creare lo spazio, posizionare lo strumento sul lato linguale dell'allineatore ed esercitare una pressione per realizzare un taglio circolare o a semicerchio.



Ref

PROSEXD301018

TAGLIO A GOCCIA

Pinza per creare un taglio a goccia, utile nei trattamenti dove sono necessari degli elastici di trazione. Posizionare la pinza sul bordo dell'allineatore ed esercitare una pressione sufficiente a tagliarne un lembo. L'incisione creata funge da ancoraggio per l'applicazione dell'elastico direttamente sull'allineatore.



Ref

PROSEXD301009

PUNTO DI PRESSIONE RETTANGOLARE

Pinza per creare un punto di pressione rettangolare sul lato mesiale o distale dell'allineatore. Posizionare lo strumento, mesialmente o distalmente, nel punto in cui si vuole realizzare il punto di pressione e premere per creare la forma desiderata. La profondità del punto di pressione può essere regolata attraverso la vite presente sul dorso della pinza.



Ref

PROSEXD301004

PUNTO DI PRESSIONE CILINDRICO (1,5 mm)

Pinza per creare un punto di pressione circolare sul lato mesiale o distale dell'allineatore. Posizionare lo strumento, mesialmente o distalmente, nel punto in cui si vuole realizzare il punto di pressione e premere per creare la forma desiderata. La profondità del punto di pressione può essere regolata attraverso la vite presente sul dorso della pinza.



Ref

PROSEXD301007

PIANI DI RIALZO

Pinza per creare piani di rialzo sull'allineatore. La sua profondità può essere regolata attraverso la vite presente sul dorso della pinza. Riscaldare sulla fiamma lo strumento prima di utilizzarlo, quindi posizionarlo sul lato linguale dell'allineatore ed esercitare una pressione per formare il piano di rialzo.

LA LINEA DI ORTODONZIA PRODONTO

OrthoGrade
PRODONTO

ortodonzia

Laboratorio.

PRODONTO

LABORATORIO

Leonardo

ESPANSORE RAPIDO PALATALE CON ANTIRITORNO



Leonardo è un espansore rapido palatale dalle caratteristiche innovative per un utilizzo più sicuro, semplice ed efficace.


Le guide telescopiche del corpo vite, rimangono sempre sovrapposte – anche a massima apertura – per assicurare rigidità, stabilità e precisione nell'espansione.

La connessione dei bracci con il corpo vite, è progettata per

massimizzare la resistenza a torsione e compressione ed evitarne la rottura. L'alloggiamento dei bracci nel corpo vite è assicurato da una saldatura laser; la sua particolare forma, senza cavità o parti cieche, garantisce la massima igienicità. Il sistema di bloccaggio meccanico e di anti-ritorno evitano il disassemblaggio involontario. L'espansore rapido Leonardo è protetto da brevetti internazionali.

STABILITÀ

Elementi telescopici per la stabilità e la precisione nell'apertura. La loro sovrapposizione, consente di ottenere la massima rigidità in fase di massima apertura. Il sistema di connessione dei bracci con il corpo vite e la saldatura laser, aumentano la resistenza a torsione e compressione evitando le rotture dei bracci, sia nella fase di piegatura che in bocca.



FACILITÀ DI UTILIZZO

Scala graduata per un'immediata lettura del livello di espansione raggiunto. Smusso per un facile inserimento della chiave di apertura, quando l'espansore è in bocca.

SICUREZZA


Sistema meccanico di antiritorno per impedire l'apertura involontaria da parte dell'utilizzatore. Dopo ogni attivazione la vite non può tornare indietro. Un click sonoro è l'indicazione che il giro di apertura è stato effettuato completamente.

MINIMO INGOMBRO

Le dimensioni compatte del corpo vite riducono l'ingombro nel cavo orale e permettono il posizionamento anche con poco spazio nel palato, migliorando il comfort per il paziente.

Confezione da 3 pz.

CODICE	SIZE
PROSEXV300812E	8 mm
PROSEXV301014E	10 mm
PROSEXV301216E	12 mm



XP

ESPANSORE RAPIDO PALATALE

XP è un espansore palatale progettato per soddisfare esigenze di precisione, stabilità e comfort.


Le sue dimensioni compatte e la forma smussata lo rendono confortevole per il

paziente ed adatto anche quando si ha uno spazio limitato. Il sistema di frizionamento completamente meccanico consente un buon controllo dell'espansione evitando effetti di spin-back.



Confezione da 3 pz.

CODICE	SIZE
PROEXV300812X	8 mm
PROEXV301014X	10 mm
PROEXV301216X	12 mm



FILO IN BOBINA

Filo in bobina per molteplici usi ortodontici.

Dalle caratteristiche di buona durezza ha una resistenza da 175 a 190 Kg/mm.

Disponibile in bobine da 50 g.

Ø	DESCRIZIONE
0.024" - 0.60 mm	PROEXF3024ZZ1B
0.028" - 0.70 mm	PROEXF3028ZZ1B
0.032" - 0.80 mm	PROEXF3032ZZ1B
0.036" - 0.90 mm	PROEXF3036ZZ1B
0.040" - 1.00 mm	PROEXF3040ZZ1B
0.045" - 1.15 mm	PROEXF3045ZZ1B



GANCI A PALLA

Confezione da 50 pz.

Ø	DESCRIZIONE
0.028" - 0.7 mm	PROEXG30ZZ28
0.032" - 0.8 mm	PROEXG30ZZ32
0.036" - 0.9 mm	PROEXG30ZZ36



CERA ORTODONTICA

Confezione da 50 pz.

Per alleviare il dolore causato dalle abrasioni generate da attacchi e fili.

Nelle versioni profumate al gusto di menta o ciliegia, o neutra.



CODICE	DESCRIZIONE	GUSTO
PROEX600003	CERA ORTODONTICA 50PZ	CILIEGIA
PROEX600005	CERA ORTODONTICA 50PZ	MENTA
PROEX600010	CERA ORTODONTICA 50PZ	NEUTRO


NOTE

[illegible]



OrthoGrade

PRODONTO



Ortodonzia tradizionale
Allineatori trasparenti ProAligner
Scanner intraorali



Catalogo prodotti ortodonzia

L'ECCELLENZA QUOTIDIANA PER L'ODONTOIATRIA



OrthoGrade
PRODONTO

PRODONTO

PRODONTO è distribuito in esclusiva da Astidental S.p.A.

Via del Lavoro, 9 - 14100 Asti
info@prodonto.it

www.prodonto.it